

Typ ESV

Schnecken-Probenahmearmatur

- repräsentative Probe
- sichere, einfache Bedienung
- FDA-konform

für freifallende Granulate
und Pasten
Probenvolumen:
frei wählbar



PN — Class —
Temperatur: -40 bis 250°C
Entlüftung in die Atmosphäre

Konstruktionsmerkmale

- einfache Montage
- repräsentative Probenahme
- Einbaulage 90°
- Werkstoff: Edelstahl 1.4308,
ASTM A341 CF8

Optionen

- anderer Werkstoff
- anderer Flaschenadapter



Funktionsweise

Zuerst gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen, um altes Medium
aus der Schnecke zu entfernen.

Probenahme durch Drehen
des Handrades im
Uhrzeigersinn

