

Typ KP-S

Probenahme-Kükenhahn



für flüssige Medien



für feststoffhaltige Medien

Probevolumen:

$V_{P \min}$ 25 ml / $V_{P \max}$ 405 ml pro Betätigung
in Abhängigkeit der Armaturengröße

DN 15 - 100, PN 10 - 40

NPS ½ - 4 / Class 150 - 300

Einsatzbereich:

$-60 < T < 230/320^{\circ}\text{C}$

vakuumentauglich

Entlüftung in die Atmosphäre



Ausführungen

- Probenahme direkt vom Tank
- repräsentative Probenahme mit definiertem Volumen

Optionen


- Heizmantel
- Spülanschluss
- Automatisierung
- Flaschenadapter mit Sondergewinde




PT-Diagramme, Kükenformen,
Abdichtungen, Werkstoffauswahl
siehe Katalogbereich **TECHNIK**

Funktionsweise


Standard-Position



Küken-Befüllung
definiertes Volumen



Isolierung der Probe
- drucklos !



Probenahme,
Füllen der Flasche

